











חברת BIOplastics הולנד

חברה הולנדית המייצרת באירופה מגוון מוצרי פלסטיק ל-PCR/qPCR.
 החברה המובילה והגדולה בעולם בייצור OEM עבור יצרני הקיטים וחלק מיצרני המכשירים
 החברה דוגלת במספר גורמים: איכות, איכות ואיכות (traceability).
 איכות הפלסטיק, איכות הייצור ואיכות העקיבות

איכות הפלסטיק

- יש סוגים רבים של פוליפרופילן, חברת BIOPLASTICS מערבת בעצמה את מרכיבי הפלסטיק על מנת להבטיח
- ◆ אחידות- לא יהיו הבדלים בין האצוות השונות, מה שקונים היום זהה למה שקנו אתמול, לפני חודש או לפני שנה. ומה שקנו בשנים הבאות.
 - ◆ אחידות בין המוצרים- אין הבדל במבנה בין מבחנות, סטריפים או פלטות
 - ◆ קישור- פוליפרופילן, למרות שנחשב אינרטי, הוא עדיין בעל מטען חשמלי, כוחות סטטיים ואזורים הידרופוביים ולכן קושר DNA וחלבונים, הפלסטיק שלהם קושר $<0.3\%$ DNA לעומת עד 2% מתחרים
 - ◆ נידוף- הפלסטיק לא אטום ולכן יש נידוף דרכו, ההרכב שלהם הוא דחוס יותר ולכן נידוף נמוך מהמתחרים
 - ◆ הולכת חום משופרת
 - ◆ לא נסדק ולא נשבר



איכות הייצור

מוצרי החברה נקראים EU (Extreme Uniform)

1. תנאי הייצור נשמרים בזכות תחזוקה שוטפת של תבניות הייצור דבר המבטיח שמה שרוכשים היום זהה לחלוטין למה שנרכש בעבר ומה שיירכש בעתיד
2. התאמה מלאה בין המבחנות, סטריפים, פלטות ומכסים, אין צורך בכיול מחדש של המערכת, כשעושים כיול או בדיקה ניתן להשתמש במבחנות או סטריפים ולא חייבים פלטה שלמה
3. הזרקה איטית של הפלסטיק דבר אשר מבטיח אחידות
4. דופן המבחנה או הסטריפ אחיד וקבוע, 0.3 מ"מ +/- 0.05 מ"מ דופן הפלטה 0.35 מ"מ, מבטיח מעבר חום אחיד בכל חלקי המבחנה/סטריפ/פלטה.
5. זוויות ייחודיות המבטיחות התאמה מרבית למכשירים השונים ולכן מעבר חום מצוין
6. מבנה ייחודי של החלק העליון והפקקים - מבטיח סגירה "רכה" וחלקה, מספר רב של פעמים ומקטין נידוף
7. חלק הייצור של הפקק שקוע, מונע מגע בין ביד ואזור הקריאה של התוצאות.
8. חלק עליון של הפקק שקוף במיוחד לקריאה טובה על ידי מכשירי qPCR
9. פנינת מעוגלות בחלק הפנימי של הפקק, מונע הצטברות נוזלים
10. כל המוצרים נבדקים ומאושרים שהם Free of detectable DNA, DNase, RNase, Pyrogens, Metals



איכות העקיבות Traceability

- כל אריזה נושאת ברקוד משלה והכל ממוחשב
- לפי הברקוד ניתן להגיע עד מי ערבב את חומר הגלם וכמובן מה הייתה האצווה של חומר הגלם



מגוון מוצרים תוצרת BIOplastics הולנד
 המותאמים במיוחד למכשיר מסוג



ABI GeneAmp 9700

| Cat # | Description | Pack size |
|--|---|-----------------|
| Tubes | | |
| B77301 | 0.2ml Single (q)PCR Tube, Frosted, with Optical Cap | 1000 |
| Strips (Fits Shell Frame Grids) | | |
| B69901 | 0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Frosted, Extra robust | 120 |
| B69909 | 0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, White, Extra robust | 120 |
| B58001 | 0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Tear Off Mat, Frosted, Extra robust | 25 (300strips) |
| B58009 | 0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Tear Off Mat, White, Extra robust | 25 (300strips) |
| B72911 | 0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, with Single Attached Cap, Frosted | 120 |
| B56601 | 0.2ml 12-Tube (q)PCR Strips, Frosted | 80 |
| Plates | | |
| AB17500 | 96x0.2ml (q)PCR Plate, Sub Skirted, Frosted | 25 |
| AB17509 | 96x0.2ml (q)PCR Plate, Sub Skirted, White | 25 |
| CB17509L | 96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, cat-able, assembly, Sub Skirted, White | 25 |
| A5008001 | 96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, tear-off, assembly, Sub Skirted, Frosted | 25 |
| CB17500L | 96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, cat-able, assembly, Semi Skirted, Frosted | 25 |
| A5008009 | 96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, tear-off, assembly, Sub Skirted, Whit | 25 |
| Sealing Device | | |
| B57801 | Optical wide area 8-Cap Strips with indented flat cap | 120 |
| B57651 | Optical wide area 8-Cap Strips with indented flat cap, Tear Off Mat | 50 (600 strips) |
| B57821 | Optical wide area 12-Cap Strips with indented flat cap | 80 |
| 157300 | Opti-Seal Optical Disposable Adhesive | 100 |
| 157400 | Opti-Seal Tear Off Optical Adhesive | 100 |

* ניתן לפנות אלינו ולקבל מידע על פלטות בפורמטים וצבעים נוספים וסטריפים בצבעים נוספים

פברואר 2014