











**חברת BIOplastics הולנד**

חברה הולנדית המייצרת באירופה מגוון מוצרי פלסטיק ל-PCR/qPCR.  
 החברה המובילה והגדולה בעולם בייצור OEM עבור יצרני הקיטים וחלק מיצרני המכשירים  
 החברה דוגלת במספר גורמים: איכות, איכות ואיכות (traceability).  
 איכות הפלסטיק, איכות הייצור ואיכות העקיבות (traceability).

**איכות הפלסטיק**

- יש סוגים רבים של פוליפרופילן, חברת BIOPLASTICS מערבת בעצמה את מרכיבי הפלסטיק על מנת להבטיח
- ◆ אחידות- לא יהיו הבדלים בין האצוות השונות, מה שקונים היום זהה למה שקנו אתמול, לפני חודש או לפני שנה. ומה שקנו בשנים הבאות.
  - ◆ אחידות בין המוצרים- אין הבדל במבנה בין מבחנות, סטריפים או פלטות
  - ◆ קישור- פוליפרופילן, למרות שנחשב אינרטי, הוא עדיין בעל מטען חשמלי, כוחות סטטיים ואזורים הידרופוביים ולכן קושר DNA וחלבונים, הפלסטיק שלהם קושר  $<0.3\%$  DNA לעומת עד 2% מתחרים
  - ◆ נידוף- הפלסטיק לא אטום ולכן יש נידוף דרכו, ההרכב שלהם הוא דחוס יותר ולכן נידוף נמוך מהמתחרים
  - ◆ הולכת חום משופרת
  - ◆ לא נסדק ולא נשבר



**איכות הייצור**

**מוצרי החברה נקראים EU (Extreme Uniform)**

1. תנאי הייצור נשמרים בזכות תחזוקה שוטפת של תבניות הייצור דבר המבטיח שמה שרוכשים היום זהה לחלוטין למה שנרכש בעבר ומה שיירכש בעתיד
2. התאמה מלאה בין המבחנות, סטריפים, פלטות ומכסים, אין צורך בכיול מחדש של המערכת, כשעושים כיול או בדיקה ניתן להשתמש במבחנות או סטריפים ולא חייבים פלטה שלמה
3. הזרקה איטית של הפלסטיק דבר אשר מבטיח אחידות
4. דופן המבחנה או הסטריפ אחיד וקבוע, 0.3 מ"מ +/- 0.05 מ"מ דופן הפלטה 0.35 מ"מ, מבטיח מעבר חום אחיד בכל חלקי המבחנה/סטריפ/פלטה.
5. זוויות ייחודיות המבטיחות התאמה מרבית למכשירים השונים ולכן מעבר חום מצוין
6. מבנה ייחודי של החלק העליון והפקקים - מבטיח סגירה "רכה" וחלקה, מספר רב של פעמים ומקטין נידוף
7. חלק הייצור של הפקק שקוע, מונע מגע בין ביד ואזור הקריאה של התוצאות.
8. חלק עליון של הפקק שקוף במיוחד לקריאה טובה על ידי מכשירי qPCR
9. פנינת מעוגלות בחלק הפנימי של הפקק, מונע הצטברות נוזלים
10. כל המוצרים נבדקים ומאושרים שהם Free of detectable DNA, DNase, RNase, Pyrogens, Metals



**איכות העקיבות Traceability**

- כל אריזה נושאת ברקוד משלה והכל ממוחשב
- לפי הברקוד ניתן להגיע עד מי ערבב את חומר הגלם וכמובן מה הייתה האצווה של חומר הגלם



מגוון מוצרים תוצרת BIOplastics הולנד  
 המותאמים במיוחד למכשיר מסוג

## ABI 7500 Standard



Cat #	Description	Pack size
<b>Tubes</b>		
B77301	0.2ml Single (q)PCR Tube, Frosted, with Optical Cap	1000
<b>Strips (Fits Shell Frame Grids)</b>		
B69901	0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Frosted, Extra robust	120
B69909	0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, White, Extra robust	120
B58001	0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Tear Off Mat, Frosted, Extra robust	25 (300strips)
B58009	0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, Tear Off Mat, White, Extra robust	25 (300strips)
B72911	0.2ml 8-Tube (q)PCR Strips, with Single Attached Cap, Frosted	120
B56601	0.2ml 12-Tube (q)PCR Strips, Frosted	80
<b>Plates</b>		
AB17500	96x0.2ml (q)PCR Plate, Sub Skirted, Frosted	25
AB17509	96x0.2ml (q)PCR Plate, Sub Skirted, White	25
AB19700	96x0.2ml (q)PCR Plate, Semi Skirted, Frosted	25
CB17509L	96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, cat-able, assembly, Sub Skirted, White	25
A5008001	96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, tear-off, assembly, Sub Skirted, Frosted	25
CB17500L	96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, cat-able, assembly, Semi Skirted, Frosted	25
A5008009	96x0.2ml (q)PCR, Shell Frame, tear-off, assembly, Sub Skirted, Whit	25
<b>Sealing Device</b>		
B57801	Optical wide area 8-Cap Strips with indented flat cap	120
B57651	Optical wide area 8-Cap Strips with indented flat cap, Tear Off Mat	50 (600 strips)
B57821	Optical wide area 12-Cap Strips with indented flat cap	80
157300	Opti-Seal Optical Disposable Adhesive	100
157400	Opti-Seal Tear Off Optical Adhesive	100

\* ניתן לפנות אלינו ולקבל מידע על פלטות הפורמטים וצבעים נוספים וסטריפים בצבעים נוספים

פברואר 2014