



## הוראות למתן דגימת שתן



1. קבל מהמעבדה כוס שתן ומבחנה



2. פתח את המכסה המתברג של הכוס.



3. מלא כ-2/3 מהכוס בשתן והברג את המכסה.

4. הסר את מדבקת הנייר ממכסה כוס השתן.



5. נעץ את המבחנה הריקה במחט שבפתח המכסה כאשר פקק המבחנה כלפי מטה.



6. השתן נשאב לתוך המבחנה, המתן מספר שניות למילוי המבחנה.

7. זרוק את כוס השתן לפח האשפה והעבר את המבחנה המלאה לאחות המרפאה.